

## Рукоять ларингоскопа KaWe средняя аккумуляторная ксенон

ИМ-7.106164/2209

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя,  
питание аккумуляторное, лампа ксенон, напряжение  
3.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



### Характеристики

---

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Материал	металл

### Рукоятка

---

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	3.5 В