

Лазер хирургический Biolitec Leonardo Dual 45

ИМ-7.108676 до 13.07.2025

длина волны 980 / 1470 нм, режим работы
импульсный / непрерывный

CeramOptec GmbH, Германия



Характеристики

Длина волны	980 / 1470 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	гинекологическая хирургия / офтальмология / торакальная хирургия / урология / флебология / эстетическая хирургия
Размеры	275×370×85 мм
Вес	8.5 кг

Описание

Хирургический диодный лазер Leonardo dual 45 – лазерная система с функциями и эргономикой, специально разработанными для медицинского применения. Для настройки параметров лечения, таких как мощность лазера, используется сенсорный экран с удобной навигацией по меню и микропроцессорным управлением. Доступен дополнительный специальный режим в сочетании с соответствующими волокнами для дерматологии – режим «Derma».

Область применения Leonardo dual 45:

- разрезы, иссечение, испарение, абляция, гемостаз или коагуляция мягких тканей, карбонизация, усадка, стягивание, изменение состояния и консистенции;
- денатурация;
- микростимуляция;
- прямое и косвенное увеличение или уменьшение кровотока;
- механическая манипуляция;
- выявленная деформация;
- редукция; резекция;
- расширение;
- гипертермия;
- окклюзия;
- вскрытие сосудов, каналов и протоков;
- дробление;
- деструкция;

- сплавление;
- соединение;
- герметизация;
- слияние;
- адгезия;
- склеротерапия;
- восстановление закупорки;
- индукция и стимуляция процессов заживления;
- денервация;
- разжижение и при контактных, и при бесконтактных процессах в различных системах органов и тканей.