

Лазер офтальмологический Carl Zeiss VISULAS Trion / VISULAS Trion Vite

ИМ-7.101995 до 03.11.2019

диодный, длина волны 532 нм / 561 нм / 659 нм,
частота импульсов 50 Гц, длительность импульса
одиночный импульс: от 10 до 3000 мс /опция VITE: от
20 до 50 мс, мощность излучения 1 мВт, с
офтальмоскопом, с фильтром, со щелевой лампой

Carl Zeiss Meditec Inc., Германия

