

Лазерный аппарат neoLaser neoV

ИМ-7.109562 до 16.02.2026

лазер диодный, длина волны 980 / 1470 / 1940 нм,
режим работы импульсный / непрерывный

neoLaser, Израиль



Характеристики

Тип лазера	диодный
Длина волны	980 / 1470 / 1940 нм
Режим работы	импульсный / непрерывный
Применение	гинекологическая хирургия / ЛОР хирургия / нейрохирургия / проктология / флебология / эстетическая хирургия
Размеры	100×220×220 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Лазерная хирургическая система neoV для оснащения частных клиник, поликлинических учреждений и стационаров краткосрочного пребывания многопрофильных больниц.

Области применения:

- флебология;
- проктология;
- отоларингология;
- гинекология;
- нейрохирургия;
- эстетическая хирургия;
- амбулаторная хирургия.

Характеристики

Комфорт в работе:

- функция предварительной установки параметров излучения с возможностью переключения между ними в ходе операции;
- изменения уровней яркости пятна пилотного луча;
- сохранение параметров при отключении аппарата.

Безопасность:

- функция контроля исправности световодного инструмента;

- автоматическая блокировка подачи излучения при неустановленном световодном инструменте;
- функция самотестирования системы.