

## Лазерный аппарат Syneron eTwo

ИМ-7.109108

лазер, IPL / RF

Syneron Medical Ltd., Израиль



### Характеристики

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид                    | лазер                                                                                                                                                |
| Применение             | коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / коррекция постакне / коррекция рубцов / коррекция растяжек (стрий) / удаление пигментных пятен |
| Технология воздействия | IPL / RF                                                                                                                                             |
| Размер                 | 530×300×400 мм                                                                                                                                       |
| Вес                    | 8.5 кг                                                                                                                                               |

### Описание

Новая система для омоложения кожи с помощью **аппарата eTwo**, выпускаемого мировым производителем систем для эстетической медицины Syneron-Candela (США).

eTwo сочетает в себе уникальные Sublime и Sublative аппликации для комплексного омоложения кожи всего за одну процедуру.

**Аппликатор Sublime** - это векторный лифтинг, который воздействует на глубокие слои кожи, стимулируя рост нового коллагена. В Sublime используется elos комбинация инфракрасной и биполярной радиочастотной энергии с целью обеспечения контролируемого глубокого нагрева дермы.

Аппликатор Sublative - фракционная технология биполярного радиочастотного воздействия, эффективна в верхней части дермы, где энергия может произвести значительное увеличение коллагена и эластина с минимальными нарушениями эпидермиса. Sublative - эффективный и безопасный способ уменьшить появление растяжек, шрамов, угревой сыпи, сокращения морщин, пигментных пятен и других нарушений кожи. Процедура предназначена для всех типов кожи с коротким сроком реабилитации, без дискомфорта и побочных эффектов.

#### Показания:

- улучшение текстуры кожи;
- фракционное омоложение;
- коррекция морщин;
- устранение рубцов и стрий;
- пигментация;
- растяжки;
- постакне;

- лифтинг;
- осветление кожи.

Технология RF: / рф лифтинг / рф фракционное омоложение / фракционный игольчатый рф

#### **Преимущества eTwo:**

- умная система с обратной связью в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии кожи, импедансе и подачи энергии во время каждого импульса для стабильности и воспроизводимости;
- минимальный восстановительный период: пациенты могут быстро вернуться к повседневной деятельности;
- безопасно, эффективно и подходит для всех типов кожи;
- быстрое воздействие: обычно от 20 до 30 минут в зависимости от обрабатываемой области;
- короткий протокол лечения: 3 процедуры с интервалом в один месяц;
- легкая, компактная платформа с множеством насадок, которая просто передвигается на то место, где проводится лечение.