

## Лента армирующая для шинирования Ribbond Ultra THM

ИМ-7.101079/1903 до 14.03.2024

толщина 0.12 мм, длина 22 / 68 см, ширина 2 / 3 / 4 мм, ножницы

Ribbond Inc., США



### Характеристики

---

Форма выпуска	RibbondstarterKit - набор 3*22 см ленты 2, 3, 4 мм. ножницы, аксессуары RibbondRefill - набор 68 см ленты любой ширины, аксессуары RibbondRefill - набор 3*22 см ленты 2, 3, 4 мм, аксессуары
Толщина	0.12 мм
Длина	22 / 68 см
Ширина	2 / 3 / 4 мм
Ножницы	Да

### Дополнительные характеристики

---

RibbondUltra -самая совершенная лента для шинирования Ribbond Ultra толщиной 0.12 мм. Нить имеет высочайший модуль упругости при изгибе, выдерживает куда более высокую пиковую нагрузку, чем Ribbond THM, и лучше поддается адаптации. Используется для эстетического шинирования при пародонтите, изготовления ортодонтических ретейнеров, и восстановления эндодонтически леченных зубов. Он также отлично подходит для мостов в эстетической зоне с одним промежуточным элементом.