


Лента складывающаяся ТВЕЛ 80 70 315

ИМ-7.98975/1707 до 05.07.2022

складывающаяся, 80×70 мм×мм, 315 листов, для ЭКГ,
55 г/м², в упаковке 90 шт.

ТВЕЛ ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	80×70 мм×мм
Листов в пачке	315 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Schiller AT-101 / Esaote Biomedica P 8000-P08 / аналогичные термопринтеры
Плотность	55 г/м ²
Количество в упаковке	90 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная для регистрирующих приборов складывающаяся ТВЕЛ - лента диаграммная Z-сложения сфальцована в пачки. Производится из теплочувствительной бумаги плотностью 55± 5 г/м².

Для оборудования: Schiller AT-101, Esaote Biomedica P 8000-P08 и др.

Характеристики:

- Цвет бумаги - белый, белизна не менее 85%.
- Структура бумаги однородна по толщине и составу по всей длине.
- Со стороны теплочувствительного слоя нанесена диаграммная сетка или диаграмма (для фетальных мониторов) и располагается на одинаковом расстоянии от края бумаги.
- Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры и красная линия напечатаны краской, устойчивой к воздействию изменения температуры от -50 до +70 гр. при относительной влажности окружающего воздуха от 30% до 85%.
- На всех пачках присутствует нанесение линия, обозначающая приближение конца ленты.
- Предельное отклонение длины рулона соответствует ГОСТу 7826-93 (±0.5м).

Гарантийный срок: 1 год согласно ГОСТа 7826-93 с момента поставки (срок годности бумаги 5 лет).

Архивируемость записей составляет не менее 5-ти лет.

Упаковка: пачки упакованы в термоусадочную пленку.

Групповая упаковка: 90 пачек.