


## Лента рулонная ФДБ 145 30/18 (4054/1)

ИМ-7.107705/2407

рулонная, 145×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу, для ЭКГ, 55 г/м<sup>2</sup>, в упаковке 40 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



### Характеристики

---

Исполнение	рулонная
Размер рулона	145×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Fucuda / Nihon Kohden
Плотность	55 г/м <sup>2</sup>
Количество в упаковке	40 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Лента рулонная ФДБ 145×30/18 (4054/1)** - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу.

**Размеры:** 145 мм × 30 м.

**Втулка:** 18 мм.

**Для оборудования:** Fucuda / Nihon Kohden.

**В упаковке:** 40 шт.