


## Лента рулонная ФДБ 120 30/19 (4046)

ИМ-7.107705/2407

рулонная, 120×30 мм×м, втулка 19 мм, намотка наружу, с меткой, для ЭКГ, 55 г/м<sup>2</sup>, в упаковке 48 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



### Характеристики

---

Исполнение	рулонная
Размер рулона	120×30 мм×м
Втулка	19 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Cardioline ETA 3 / Cardiette Exel / Cardiorapid / Bohse / Doctor Lee ECG-310A
Плотность	55 г/м <sup>2</sup>
Количество в упаковке	48 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Лента рулонная ФДБ 120×30/19 (4046)** - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

**Размеры:** 120 мм × 30 м.

**Втулка:** 19 мм.

**Для оборудования:** Cardioline ETA 3 / Cardiette Exel / Cardiorapid / Bohse / Doctor Lee ECG-310A.

**В упаковке:** 48 шт.