


Лента рулонная ФДБ 50 25/18 (4019)

ИМ-7.107705/2407

рулонная, 50×25 мм×м, втулка 18 мм, намотка наружу,
с меткой, для ЭКГ, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×25 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	наружу
Фотометрическая метка	с меткой
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Elektronika Trentina / Dixon ECG 1001
Плотность	55 г/м²
Количество в упаковке	84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 50×25/18 (4019) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем наружу, с фотометрической меткой.

Размеры: 50 мм × 25 м.

Втулка: 18 мм.

Для оборудования: Elektronika Trentina / Dixon ECG 1001.

В упаковке: 84 шт.