medca+alog

Лента рулонная ФДБ 57 23/12 (4025/0)

ИМ-7.107705/2407

рулонная, 57×23 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь, для дефибриллятора, 55 г/м², в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение рулонная

Размер рулона 57×23 мм×м

Втулка 12 мм

Намотка внутрь

Назначение для дефибриллятора

Используемое оборудование ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион»

Плотность 55 г/м²

Количество в упаковке 84 шт.

Дополнительные характеристики

Лента рулонная ФДБ 57×23/12 (4025/0) - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

Размеры: 57 мм × 23 м.

Втулка: 12 мм.

Для оборудования: ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион».

В упаковке: 84 шт.