


## Лента рулонная ФДБ 57 23/12 (4025/0)

ИМ-7.107705/2407

рулонная, 57×23 мм×м, втулка 12 мм, намотка внутрь,  
для дефибриллятора, 55 г/м<sup>2</sup>, в упаковке 84 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



### Характеристики

---

Исполнение	рулонная
Размер рулона	57×23 мм×м
Втулка	12 мм
Намотка	внутри
Назначение	для дефибриллятора
Используемое оборудование	ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион»
Плотность	55 г/м <sup>2</sup>
Количество в упаковке	84 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Лента рулонная ФДБ 57×23/12 (4025/0)** - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

**Размеры:** 57 мм × 23 м.

**Втулка:** 12 мм.

**Для оборудования:** ЭК 1Т-07 Дефибриллятор «Аксион».

**В упаковке:** 84 шт.