


## Лента рулонная ФДБ 50 30/18 (4018)

ИМ-7.107705/2407

рулонная, 50×30 мм×м, втулка 18 мм, намотка внутрь,  
для ЭКГ, 55 г/м<sup>2</sup>, в упаковке 119 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



### Характеристики

---

Исполнение	рулонная
Размер рулона	50×30 мм×м
Втулка	18 мм
Намотка	внутри
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	1-канальный ЭКГ ЭК 1Т / Hellige EK 41 / Kenz 108
Плотность	55 г/м <sup>2</sup>
Количество в упаковке	119 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Лента рулонная ФДБ 50×30/18 (4018)** - с диаграммной сеткой, с намоткой термослоем внутрь.

**Размеры:** 50 мм × 30 м.

**Втулка:** 18 мм.

**Для оборудования:** 1-канальный ЭКГ ЭК 1Т / Hellige EK 41 / Kenz 108.

**В упаковке:** 119 шт.