

## Лента складывающаяся ФДБ 210 280 300 с перфорацией

ИМ-7.107705/2407

складывающаяся, 210×280 мм×мм, 300 листов, для ЭКГ, 70 г/м<sup>2</sup>, в упаковке 6 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



### Характеристики

---

Исполнение	складывающаяся
Размер пачки	210×280 мм×мм
Листов в пачке	300 шт.
Назначение	для ЭКГ
Используемое оборудование	Marquette / MAC 1-6 / 12-15
Плотность	70 г/м <sup>2</sup>
Количество в упаковке	6 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 210×280×300** - с диаграммной сеткой, с перфорацией.

**Размеры:** 210×280 мм.

**В пачке:** 300 листов.

**Для оборудования:** Marquette / MAC 1-6 / 12-15.

**В упаковке:** 6 пачек.