medca+alog

Лента складывающаяся ФДБ 150 100 150

ИМ-7.107705/2407

складывающаяся, 150×100 мм×мм, 150 листов, с меткой, для фетального монитора, в упаковке 60 шт.

Фабрика диаграммных бумаг ЗАО, Россия



Характеристики

Исполнение складывающаяся

Размер пачки 150×100 мм×мм

Листов в пачке 150 шт.

Фотометрическая метка с меткой

Назначение для фетального монитора

Используемое оборудование Hewlett-Packard M 1911 HP M 1911/M 1351 / FM Филипс

Количество в упаковке 60 шт.

Дополнительные характеристики

Лента диаграммная складывающаяся ФДБ 150×100×150 - с диаграммной сеткой, с фотометрической меткой.

Размеры: 150×100 мм. **В пачке:** 150 листов.

Для оборудования: Hewlett-Packard M 1911 HP M 1911/M 1351 / FM Филипс.

В упаковке: 60 пачек.