

Пластырь фиксирующий LuxPlast на полимерной основе

ИМ-7.105083/2110

катушка, фиксирующий, нестерильный, основа пленочная, 1.25 см / 2.5 см × 5 м, в упаковке 1 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Исполнение | катушка |
| Тип | фиксирующий |
| Вид | нестерильный |
| Основа | пленочная |
| Размер | 1.25 см / 2.5 см × 5 м |
| Количество в упаковке | 1 шт. |

Дополнительные характеристики

LUXPLAST на полимерной основе прозрачный.

Описание: лейкопластырь фиксирующий в катушке.

Свойства: перфорированный, эластичный.

Материал: полимерный.

Цвет: прозрачный.

Размеры:

- 1.25 см × 5 м

- 2.5 см × 5 м

Количество в упаковке: 1 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.