

## Лейкопластырь постинъекционный ГалтеяФарм

ИМ-7.108462/2504

пластырь, бактерицидный, стерильный, основа  
тканевая / пленочная, 1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8  
см

ГАЛТЕЯФАРМ ООО, Беларусь



### Характеристики

---

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	стерильный
Основа	тканевая / пленочная
Размер	1.9×7.2 см / 2.5×7.2 см / 3.8×3.8 см

### Описание

---

**Лейкопластырь постинъекционный ГалтеяФарм стерильный медицинский гипоаллергенный** предназначен для использования в качестве перевязочного средства после проведения инъекций, забора крови, а также для ухода за незначительными повреждениями кожных покровов.

#### Варианты исполнения:

1. Лейкопластырь медицинский постинъекционный гипоаллергенный стерильный
2. Лейкопластырь медицинский постинъекционный **бактерицидный** гипоаллергенный стерильный

**Форма выпуска:** индивидуальный бумажный пакет или групповая упаковка.

**Основа:** изготавливается на тканевой и пленочной основах.

**Клеевая масса:** клей-расплав на основе синтетического каучука или гипоаллергенный акриловый клей.

## Размеры

Размер	В упаковке
1.9×7.2 см	8000 / 200 шт.
2.5×7.2 см	7000 / 200 шт.
3.8×3.8 см	7000 / 200 шт.

## Функциональные особенности:

- Структура основы лейкопластыря характеризуется высокой паропроницаемостью, позволяет коже «дышать», не вызывая мацерации.
- Впитывающая подушечка лейкопластыря не прилипает к раневой поверхности.
- В бактерицидном лейкопластыре подушечка пропитана антисептиком: раствором хлоргексидина биглюконата (0.01-0.05%), который защищает рану от инфицирования.