

Набор пластырей LuxPlast Универсальные на нетканой основе

ИМ-7.105083/2110

набор, бактерицидный, основа нетканая, 12×40 мм / 19×72 мм / 25×72 мм / 38×38 мм / Ø 22 мм, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 40 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



Характеристики

Исполнение	набор
Тип	бактерицидный
Основа	нетканая
Размер	12×40 мм / 19×72 мм / 25×72 мм / 38×38 мм / Ø 22 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	40 шт.

Дополнительные характеристики

Набор из 40 лейкопластырей 5-и разных размеров на нетканой основе.

Описание: нетканая основа эластична. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

Размеры:

- 12×40 мм - 10 шт.
- 19×72 мм - 16 шт.
- 25×72 мм - 4 шт.
- 38×38 мм - 4 шт.
- Ø 22 мм - 6 шт.

Свойства: воздухопроницаемые, перфорированные, эластичные.

Способ применения: использовать на чистой и сухой коже.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Материал: нетканый.

Цвет: телесный.

Вид упаковки: картон.

Количество штук в упаковке: 40 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

Срок годности: 5 лет.