

## Набор пластырей LuxPlast Детские Пластуля

ИМ-7.105083/2110

набор, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 18×55 мм / 38×38 мм / Ø 22 мм, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 20 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



### Характеристики

Исполнение	набор
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	18×55 мм / 38×38 мм / Ø 22 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	20 шт.

### Дополнительные характеристики

Набор из 20 лейкопластырей трех разных размеров на полимерной основе, **с забавным цветным рисунком.**

**Описание:** полимерная основа защищает рану от влаги. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

#### Размеры и количество в наборе:

- 18×55 мм - 12 шт.
- 38×38 мм - 4 шт.
- Ø 22 мм - 4 шт.

**Свойства:** водостойкие, воздухопроницаемые, перфорированные.

**Способ применения:** использовать на чистой и сухой коже.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов.

**Материал:** полимерный.

**Цвет:** цветные.

**Вид упаковки:** картон.

**Количество штук в упаковке:** 20 шт.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

**Срок годности:** 5 лет.