

## Пластыри бактерицидные LuxPlast Кровоостанавливающие

ИМ-7.105083/2110

пластырь, бактерицидный, нестерильный, основа пленочная, 19 мм × 72 мм, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный, в упаковке 12 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



### Характеристики

---

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Основа	пленочная
Размер	19 мм × 72 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да
Количество в упаковке	12 шт.

### Дополнительные характеристики

---

Набор из 12 лейкопластырей на полимерной основе.

Предназначены для остановки кровотечения в течение 1-2 минут.

**Описание:** полимерная основа защищает рану от влаги. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы пропитана активным веществом для остановки кровотечения. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

**Свойства:** водостойкие, воздухопроницаемые, перфорированные.

**Способ применения:** использовать на чистой и сухой коже.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов.

**Активные компоненты:** салициловая кислота.

**Материал:** полимерный.

**Цвет:** телесный.

**Вид упаковки:** картон.

**Количество штук в упаковке:** 12 шт.

**Условия хранения:** хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

**Срок годности:** 5 лет.