

## Пластыри бактерицидные LuxPlast на полимерной основе прозрачные

ИМ-7.105083/2110

пластырь, бактерицидный, нестерильный, 19 мм × 72 мм, водостойкий, паропроницаемый, в упаковке 10 шт.

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., Южная Корея



### Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	бактерицидный
Вид	нестерильный
Размер	19 мм × 72 мм
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Количество в упаковке	10 шт.

### Дополнительные характеристики

Водонепроницаемые лейкопластыри прозрачные.

**Описание:** полимерная основа защищает рану от влаги. Абсорбирующая подушечка из 100% вискозы не прилипает к ране. Гипоаллергенное клеевое покрытие обеспечивает надежную фиксацию лейкопластырей и не раздражает чувствительную кожу. Снимаются без боли и не оставляют следов.

**Свойства:** водостойкие, воздухопроницаемые, перфорированные.

**Способ применения:** использовать на чистой и сухой коже.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов.

**Вид упаковки:** стрип-лента.

**Количество в упаковке:** 10 шт.

**Количество упаковок в блоке:** 50 лент.

**Условия хранения:** хранить при комнатной температуре, вдали от источников тепла, в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей, а также недоступном для детей и домашних животных месте.

**Срок годности:** 5 лет.