

Лезвия для микротомов CytoSharp

ИМ-7.113561

размер 80×8×0.26 мм / 80×14×0.31 мм, в упаковке 50 шт.

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Размер	80×8×0.26 мм / 80×14×0.31 мм
В упаковке	50 шт.

Описание

Лезвия для микротомов CytoSharp обеспечивают высокое качество срезов образцов тканей и подходят для использования с микротомами и криостатами. Все модели совместимы со стандартными боковыми держателями лезвий, что делает их универсальным решением для лабораторий.

Модификации:

1. CytoSharp 515 – с низким профилем
2. CytoSharp 616 – с высоким профилем

Модель	Артикул	Размеры	Упаковка
CytoSharp 515	MB03-0515	80.18×7.96×0.26 мм	50 / 500 / 5000 шт.
CytoSharp 616	MB03-0616	80.13×14.04×0.31 мм	50 / 500 / 5000 шт.

Преимущества:

- Высококачественная нержавеющая сталь для долговечности и точности срезов.
- Универсальная совместимость со всеми боковыми держателями лезвий.
- Разные размеры для низкого и высокого профиля для удовлетворения различных лабораторных потребностей.