


## Лезвия хирургические Swann Morton для ручек 3-й серии (углеродистая сталь)

ИМ-7.107613 до 21.06.2024

лезвие, серия ручки-держателя № 3, модификация  
лезвия № 6 / 9 / 10 / 10А / 11 / 11Р / Е11 / 12 / 12D / 13 /  
14 / 15 / 15А / 15С / 15Т / 16, в упаковке 100 шт.

Swann-Morton Limited, Великобритания



### Характеристики

---

Вид	лезвие
Серия ручки-держателя №	3
Модификация лезвия №	6 / 9 / 10 / 10А / 11 / 11Р / Е11 / 12 / 12D / 13 / 14 / 15 / 15А / 15С / 15Т / 16
Материал	высокоуглеродная сталь
Количество в упаковке	100 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Для рукояток:** 3 Graduated, 3L, 5B, 7, 9, B3, B3L.

**Код продукта (модель):** 0101(10), 0102(10A), 0103(11), 0191(11P), 0104(12), 0118(12d), 0119(14), 0105(15), 0120(15A), 0121(15C), 0192(15T), 0122(16), 0125(E11), 0185 (sarble D15), 0183 (sarble E11), 0116(6), 0117(9), 0121 (15C), 3002(10A), 3001(10), 3003(11), 3004(12), 3005(15), 3091(11P).