

Лоток для инструментов KU 308/50, 400 300 50 мм

ИМ-7.107461/2403

сталь, прямоугольный, для инструментов, длина 400
мм, без крышки

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



| l x b x h | | |
|-------------------|-----------|--|
| 230 x 155 x 30 mm | KU 307/23 | |
| 300 x 175 x 30 mm | KU 307/30 | |
| 300 x 175 x 40 mm | KU 308/30 | |
| 350 x 240 x 38 mm | KU 308/35 | |
| 400 x 300 x 50 mm | KU 308/50 | |

Характеристики

| | |
|------------|------------------|
| Материал | сталь |
| Форма | прямоугольный |
| Применение | для инструментов |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Высота | 50 мм |
| Без крышки | Да |