

Лоток для инструментов KU 312 / KU 313, 165 90 35 мм, с ручкой / без ручки

ИМ-7.107461/2403

сталь, прямоугольный, для инструментов, длина 165 мм, с крышкой

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



l x b x h	KU
16,5 x 9,0 x 3,5 cm	KU 312/16
20,0 x 10,0 x 5,0 cm	KU 312/20
22,0 x 15,0 x 5,0 cm	KU 312/22
16,5 x 15,0 x 5,0 cm	KU 312/16.5
16,5 x 20,0 x 5,0 cm	KU 312/16.5
16,5 x 20,0 x 10,0 cm	KU 312/16.5
16,5 x 20,0 x 12,0 cm	KU 312/16.5

Характеристики

Материал	сталь
Форма	прямоугольный
Применение	для инструментов
Длина	165 мм
Ширина	90 мм
Высота	35 мм
С крышкой	Да