

Лоток для инструментов KU 312 / KU 313, 300 150 50 мм, с ручкой / без ручки

ИМ-7.107461/2403

сталь, прямоугольный, для инструментов, длина 300 мм, с крышкой

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



l x b x h	KU 312/16
18,5 x 8,0 x 3,5 cm	KU 312/16
20,0 x 10,0 x 5,0 cm	KU 312/20
22,0 x 15,0 x 5,0 cm	KU 312/22
18,0 x 15,0 x 5,0 cm	KU 312/18
20,5 x 20,5 x 5,0 cm	KU 312/20
18,0 x 15,0 x 5,0 cm	KU 312/18
18,0 x 20,0 x 10,0 cm	KU 312/18
18,0 x 20,0 x 12,0 cm	KU 312/18

Характеристики

Материал	сталь
Форма	прямоугольный
Применение	для инструментов
Длина	300 мм
Ширина	150 мм
Высота	50 мм
С крышкой	Да