

М-Бульон МакКонки M-MacConkey Broth (M1125)

ИМ-7.106403/2411

бульон, МакКонки / МакКонки, для определения и подсчета ферментирующих лактозу кишечных бактерий из молока или воды мембранным методом, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	МакКонки / МакКонки
Назначение	для определения и подсчета ферментирующих лактозу кишечных бактерий из молока или воды мембранным методом
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

M1125: Этот бульон рекомендуют для определения и подсчета ферментирующих лактозу кишечных бактерий из молока или воды мембранным методом.

Среды МакКонки в качестве дифференциальных рекомендуют для селективного выделения энтеробактерий и близких к ним грамотрицательных палочек. В группу входят следующие среды:

1. (M008) MacConkey Agar without CV with 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 0,15% желчных солей
2. (M008A) MacConkey Agar without CV with 0,5% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 0,5% желчных солей
3. (M008B) MacConkey Agar without CV with 1,2% Agar / Агар МакКонки без кристаллвиолета с 1,2% агар-агара
4. (M081) MacConkey Agar with CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
5. (M081A) MacConkey Agar with CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Агар МакКонки с кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
6. (M081B) MacConkey Agar with 1,35% Agar, CV, NaCl and 0,15% Bile Salts / Среда МакКонки с 1,3% агар-агара, кристаллвиолетом и 0,15% желчных солей
7. (M082) MacConkey Agar without CV, NaCl with 0,5% Sodium Taurocholate / Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0,5% таурохолата натрия
8. (M082A) MacConkey Agar without CV, NaCl with 0,5% Bile Salts / Агар МакКонки без кристаллвиолета и хлорида натрия, с 0,5% желчных солей
9. (M051) MacConkey Agar, Modified / Агар МакКонки модифицированный

10. (M061) MacConkey Agar with Brom Thymol Blue / Агар МакКонки с бромтимоловым синим
11. (M1024) MacConkey Agar Base / Основа агара МакКонки
12. (M298) MacConkey Sorbitol Agar / Агар МакКонки с сорбитом
13. (M007) MacConkey Broth / Бульон МакКонки
14. (M539) MacConkey Broth (Double Strength) / Бульон МакКонки (двойной концентрации)
15. (M796) MacConkey Broth Purple (Double Strength) / Бульон МакКонки с бромкрезоловым пурпурным (двойной концентрации)
16. (M083) MacConkey Broth Purple / МакКонки пурпурный бульон
17. (M083I) MacConkey Broth (Purple) w/BCP / МакКонки бульон (пурпурный) с бромкрезоловым пурпурным
18. (M1125) M-MacConkey Broth / M-Бульон МакКонки.