

Манжеты многоразовые МЕУФ.1100111 - МЕУФ.1119500

ИМ-7.114078

манжета, для приборов различных типов, размер манжеты неонатальный / педиатрический / взрослый, для окружности руки - см, подключение к прибору однотрубное / двухтрубное / через удлинитель, диапазон давления - мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в минуту, измерение диастолического давления - мм рт. ст.



ПК Медтех ООО, Беларусь

Характеристики

Вид	манжета
Совместимость с приборами	различных типов

Манжета

Размер манжеты	неонатальный / педиатрический / взрослый
Окружность руки	- см
Подключение к прибору	однотрубное / двухтрубное / через удлинитель

Манометр

Диапазон давления	- мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.

Дополнительные характеристики

Манжеты НИАД многоразовые используются в медицинских приборах, которые измеряют артериальное давление неинвазивным методом. Размеры: неонатальные, педиатрические, взрослые. Подключение к прибору: одно/двухтрубное через удлинитель. Совместимы с различными медицинскими приборами.