

## Манжеты одноразовые (стерильные) МЕУФ.1200111 - МЕУФ.1219500

ИМ-7.114078

манжета, для приборов различных типов, размер манжеты неонатальный / педиатрический / взрослый, для окружности руки - см, подключение к прибору однотрубное / двухтрубное / через удлинитель, стерильная, одноразовая, диапазон давления - мм рт. ст., диапазон пульса - ударов в минуту, измерение диастолического давления - мм рт. ст.



ПК Медтех ООО, Беларусь