


Машина моечно-дезинфекционная для эндоскопов Medivators ADVANTAGE PLUS

ИМ-7.106866 до 30.08.2023

для обработки гибких эндоскопов, вмещает эндоскопов 1 / 2 шт., непроходная, функция сушки, проверка герметичности эндоскопа, размер 990×1240×790 мм

Medivators Inc., США



Характеристики

Тип	для обработки гибких эндоскопов
Вместимость эндоскопов	1 / 2 шт.
Резервуары	для дезинфицирующего раствора / для моющего раствора / для спирта
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Проверка герметичности эндоскопа	Да
Материал	нержавеющая сталь
Размер	990×1240×790 мм
Вес	182 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат автоматический для обработки эндоскопов ADVANTAGE PLUS - современный автоматический репроцессор эндоскопов.

Особенности:

- имеет две независимые камеры, способный проводить обработку как одного, так и двух эндоскопов независимыми циклами;
- есть возможность подключения отдельных каналов и мониторинга их проходимости;
- постоянное тестирование на утечку и автоматическая промывка спиртом;
- широкий выбор программ обработки в зависимости от области применения, назначения и необходимости операций;
- оснащен персональным компьютером с большим плоским монитором, мышью и клавиатурой, визуальное отображение информации об обработке в режиме реального времени;
- возможность удаленного подключения для быстрой технической поддержки;

- система активной фильтрации паров дезинфицирующего средства;
- считыватель штрих-кода и управление крышкой без помощи рук, что снижает риск загрязнения эндоскопа;
- позволяет обрабатывать гибкие эндоскопы всех известных марок и моделей, в т.ч. эндоскопы с непогружными компонентами;
- работает на различных дезинфицирующих и моющих средствах многократного использования.

Технические характеристики:

Электрическое питание - 100-240 В, 50/60 Гц