

## Машина моечно-дезинфекционная MELAG MELAtherm 10 Evolution

ИМ-7.109746 до 15.04.2026

для обработки инструментария и посуды, камера 84 л, вмещает корзины 2 шт., программ 4, дозирующих устройств 3 шт., непроходная, функция сушки, размер 598×836×678 мм

MELAG Medizintechnik, Германия



### Характеристики

---

Тип	для обработки инструментария и посуды
Объем камеры	84 л
Вместимость корзин	2 шт.
Количество программ	4 шт.
Количество дозирующих устройств	3 шт.
Исполнение	непроходная
Функция сушки	Да
Материал	нержавеющая сталь
Размер	598×836×678 мм
Вес	94 кг

### Дополнительные характеристики

---

#### Моечно-дезинфекционные машины серии MELAtherm 10 Evolution

Моечно-дезинфекционные машины серии MELAtherm 10 Evolution - это выдающиеся технические характеристики и максимальное удобство в эксплуатации. MELAtherm 10 обладает проверенными на практике преимуществами - активная система сушки, встроенная система подачи обрабатываемых средств, а также интерфейсы для регистрации процессов стерилизации. Кроме того, в моечно-дезинфекционных машинах MELAtherm 10 Evolution реализованы самые современные инновации, повышающие эффективность процессов обеззараживания инструментов еще больше. Модель MELAtherm 10 Evolution устанавливает новые стандарты удобства в эксплуатации: в ней имеется большой сенсорный экран с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и видеороликами.

**Среди уникальных особенностей MELAtherm 10 Evolution:**

- технология AquaBoost в два раза повышает давление промывочной воды, в результате чего эффективность очистки инструментов возрастает на величину, достигающую 44 %;
  - максимальное удобство в работе благодаря наличию большого сенсорного экрана, на котором выбирается программа дезинфекции или учебный видеоролик;
  - активная сушка наружных и внутренних поверхностей защищает инструменты от коррозии и повреждений;
  - функция ProControl контролирует доступ пользователей и позволяет непосредственно на самом устройстве давать разрешение на дезинфекцию партии инструментов;
  - мобильное приложение MELAconnect позволяет просматривать текущее состояние оборудования и ход выполнения программы;
  - факт дезинфекции партии инструментов регистрируется на карте памяти формата CF или в сетевом файле в стандартную комплектацию входит дозатор обрабатываемого средства.
- Увеличенные сроки технического обслуживания до 24 месяцев или 1000 циклов.

**Разновидности:**

	<b>MELAtherm 10 Evolution DTA</b>	<b>MELAtherm 10 Evolution DTB</b>
<b>Электропитание</b>	380–415 В перем. тока (3 фазы и нейтраль), 50 Гц	220–240 В перем. тока, 50 Гц
<b>Макс. диапазон напряжения</b>	360–440 В	207–253 В
<b>Электрическая мощность</b>	10.3 кВт	3.4 кВт
<b>Предохранитель в здании</b>	3 шт. 16А отдельный предохранитель на 16А, УЗО 30мА	1 шт. 16А, отдельный предохранитель на 16А, тип В, УЗО 30мА