

Машина моюще-дезинфицирующая Флэкс Эндо-2

ИМ-7.118032

для обработки гибких эндоскопов, камера 15 л,
вмещает эндоскопов 2 шт., функция сушки, хранение
моющих средств

Тюменский завод медицинского оборудования и
инструментов АО, Россия



Характеристики

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Тип | для обработки гибких эндоскопов |
| Объем камеры | 15 л |
| Вместимость эндоскопов | 2 шт. |
| Функция сушки | Да |
| Хранение моющих средств | Да |

Дополнительные характеристики

Машина моюще-дезинфицирующая для обработки гибких эндоскопов Флэкс Эндо-2 предназначена для автоматической мойки и дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов. Установка обеспечивает полную автоматизацию процесса обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств, гарантируя высокую эффективность и воспроизводимость результатов.

Применение машины Флэкс Эндо-2 позволяет стандартизировать процессы обработки в эндоскопических отделениях, минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить безопасность как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Основные особенности и преимущества:

- **Двухканальная система:** наличие двух независимых моечных ванн позволяет одновременно или последовательно обрабатывать два эндоскопа, что значительно увеличивает пропускную способность отделения.
- **Полная автоматизация:** все этапы, включая подачу воды, дозирование средств, поддержание температуры дезинфектанта и дренаж, контролируются микропроцессорной системой.
- **Встроенный тест на герметичность:** автоматическая проверка целостности эндоскопа перед началом цикла предотвращает повреждение дорогостоящего оборудования.
- **Система документирования:** наличие двух встроенных термопринтеров позволяет регистрировать параметры каждого цикла (дата, время, номер оператора, температура, результат теста на герметичность).

- **Эффективная обработка каналов:** через специальные порты дезинфицирующие средства, вода и воздух подаются непосредственно во внутренние каналы эндоскопа.
- **Качественная очистка поверхностей:** система форсунок обеспечивает эффективное удаление загрязнений с внешней поверхности вводимой трубки.
- **Интеллектуальное управление:** сенсорная панель Delta с интуитивно понятным графическим интерфейсом и системой самодиагностики.

Параметры программ по умолчанию

| Стадия | Режим «А» (интенсивный) | Режим «В» (экспресс) |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Предварительная мойка | 5 мин | – |
| Ополаскивание | 5 мин | – |
| Дезинфекция (ДВУ) | 5 мин | 5 мин |
| Финишное ополаскивание | 10 мин | 10 мин |
| Продувка воздухом | 20 сек | 20 сек |

Функциональные возможности:

- Поддержка различных типов дезинфицирующих средств (на основе глутарового, ортофталевого альдегидов, надуксусной кислоты и др.).
- Возможность настройки пользовательских программ («Свободная», «Свободная 1») под конкретные протоколы клиники.
- Программа самодезинфекции для предотвращения образования биопленок внутри самой машины.
- Автоматическая продувка каналов воздухом и возможность окончательной сушки этиловым спиртом (70%).

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Количество моечных ванн | 2 шт. |
| Объём моечной ванны | 15 л |
| Объём бака дезинфицирующего средства | 20 л |
| Объём баков моющего средства и спирта | по 2.0 л |
| Максимальная мощность | 2.6 кВт |
| Температура подогрева дезсредства | 45 ± 5 °С |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 690×1170×950 мм |
| Масса пустой машины | 160 кг |

Комплект поставки:

1. Моюще-дезинфицирующая машина Флэкс Эндо-2 – 1 шт.
2. Набор коннекторов для подключения эндоскопов – до 4 шт.
3. Коннектор для теста на герметичность – до 4 шт.

4. Загрузочная корзина – до 4 шт.
5. Корзина для принадлежностей (клапанов и др.) – до 4 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.