

Машина термозапаивающая Pluseal RS30

ИМ-7.109258 до 22.12.2025

роторное устройство, шов 12 мм, температура запайки
50-220 °C, 722×222×251 мм

TBT Medical, Турция



Характеристики

Тип устройства	роторное
Ширина шва	12 мм
Температура запайки	50-220 °C
Размер аппарата	722×222×251 мм
Вес	28 кг

Описание

Pluseal RS30 – роторная упаковочная машина для термозапайки пакетов для стерилизации. Подходит для работы с термопластичными и смешанными пленками, бумагой, ламинированной фольгой и материалом Tyvek.

Ширина запечатывания: 12 мм

Регулируемая сторона запечатывания: 5-30 мм

Длина шва: без ограничений

Температура запечатывания: 50-220 °C

Характеристики:

- Гибкая система запечатывания (многострочная система дополнительно)
- Цветной сенсорный дисплей
- Функция реверсивной подачи для экстренных случаев
- Автоматический запуск и выключение
- Спящий режим и режим ожидания