

Маска хирургическая Troge SURGI-FACE трехслойная детская

ИМ-7.7630/1610 до 10.10.2021

3-х слойная, на завязках, с фиксатором на переносице, класс защиты не определен, материал спанбонд / мелтблаун / спанбонд, цвет белый / голубой, 145×95 мм, нестерильная

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	3-х слойная
Крепление	на завязках
С фиксатором на переносице	Да
Без особенностей	Да
Класс защиты (ASTM уровень)	не определен
Материал	спанбонд / мелтблаун / спанбонд
Цвет	белый / голубой
Размер	145×95 мм
Количество в упаковке	50 шт.
Стерильность	нестерильная

Дополнительные характеристики

Маски медицинские рекомендованы для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, для использования при всех видах операций в медицине, а также в пищевой промышленности, химической промышленности, при лабораторных работах. Маски могут также применяться в местах с повышенным содержанием загрязняющих веществ в атмосфере и быту.