


Материал пломбировочный композиционный
светоотверждаемый для реставраций Empress Direct Refill 1x3g

ИМ-7.114180

реставрационный, для боковых зубов / для
фронтальных зубов, отверждение световое, оттенок
A1D / A1E / A2D / A2E / A3E / A3.5D / A3.5E / A3D / A3E
/ A4D / A4E / B1E / B1D / B2D / B2E / B3E / B4E / BL-LD
/ BL-LE / BL-XLD / BL-XLE / C1E / C2E / C3D / C3E /
IVA5D / IVA6D / Opal / Trans 20 / Trans 30,
наногибридный, рентгеноконтрастный



Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн

Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	для боковых зубов / для фронтальных зубов
Отверждение	световое
Оттенок	A1D / A1E / A2D / A2E / A3E / A3.5D / A3.5E / A3D / A3E / A4D / A4E / B1E / B1D / B2D / B2E / B3E / B4E / BL-LD / BL-LE / BL-XLD / BL-XLE / C1E / C2E / C3D / C3E / IVA5D / IVA6D / Opal / Trans 20 / Trans 30
По типу частиц	наногибридный
Рентгеноконтрастный	Да

Дополнительные характеристики

IPS Empress Direct это светотоотверждаемый, высокоэстетичный наногибридный композитный пломбировочный материал для выполнения прямых реставраций передних и боковых зубов.