

Материал пломбировочный композиционный светоотверждаемый для реставраций Tetric EvoFlow Refill 1x2g

ИМ-7.104767 до 02.12.2021

реставрационный, универсальный, отверждение
световое, оттенок A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / A2D / A3.5D
/ B1 / B3 / B2D / BL-XL / BL-L / BL-M / T,
микрогибридный, консистенция текучая (низко-
модульная), рентгеноконтрастный

Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Отверждение	световое
Оттенок	A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / A2D / A3.5D / B1 / B3 / B2D / BL-XL / BL-L / BL-M / T
По типу частиц	микрогибридный
Консистенция	текучая (низко-модульная)
Рентгеноконтрастный	Да