

## Материал пломбировочный композиционный светоотверждаемый для реставраций Tetric N-Flow Refill 1x2g

ИМ-7.114180

реставрационный, универсальный, отверждение  
световое, оттенок A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / A3.5D / B2 /  
BL-L / BL-I / T, наногибридный, консистенция текучая  
(низко-модульная), рентгеноконтрастный

Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн



### Характеристики

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                 | реставрационный                                         |
| Назначение          | универсальный                                           |
| Отверждение         | световое                                                |
| Оттенок             | A1 / A2 / A3 / A3.5 / A4 / A3.5D / B2 / BL-L / BL-I / T |
| По типу частиц      | наногибридный                                           |
| Консистенция        | текучая (низко-модульная)                               |
| Рентгеноконтрастный | Да                                                      |

### Дополнительные характеристики

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный текучий наногибридный композит с применением нано-оптимизированных технологий. За счет превосходной смачиваемости даже в труднодоступных местах он особенно подходит для применения в качестве первого слоя и для маленьких полостей любого типа. В то же время материал обладает прекрасной стабильностью и поэтому идеален для реставраций V класса.