

Материал стоматологический композитный для восстановления культи зуба «ДентЛайт» универсальный набор

ИМ-7.116106

реставрационный, универсальный, отверждение световое, оттенок A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / UD, микрогибридный, рентгеноконтрастный

ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	реставрационный
Назначение	универсальный
Отверждение	световое
Оттенок	A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / UD
По типу частиц	микрогибридный
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	- микрогибридный композит «ДентЛайт» (шприц); - адгезив однокомпонентный «ДентЛайт» (бутылочка-капельница) (5 мл); - гель для травления эмали и дентина на органической основе (шприц) (3 мл).

Дополнительные характеристики

Моногибридный композитный материал Дентлайт полимеризующийся под действием видимого света. Обладает превосходными рабочими характеристиками, позволяющими с лёгкостью выполнять моделирование. Дентлайт - это сочетание высоких эстетических показателей и прочностных характеристик. Имеет широкую цветовую гамму. Цветостабилен, рентгеноконтрастен. Набор – 7 цветов.