

Рулоны для стерилизации Eline со складкой

ИМ-7.99914/2308

рулон, со складкой, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ФОРМ, стерильность 6 месяцев, размеры 75-400 мм × 100 м, медицинская бумага и пленка

E.Line S.r.l., Италия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	со складкой
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Срок стерильности	6 месяцев
Размеры	75-400 мм × 100 м
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Рулоны для стерилизации Eline со складкой предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению.

- Состоят из специально медицинской бумаги и плёнки (полиэстер и цветной полипропилен)
- Двойная складка позволяет стерилизовать изделия больших размеров
- Равномерная герметичность при стерилизации
- При открытии не оставляют бумажных волокон или разрывов пленки
- Применяются с использованием термосварочного аппарата или индикаторной ленты

Размеры:

- 75×25 мм × 100 м
- 100×50 мм × 100 м
- 150×55 мм × 100 м
- 200×60 мм × 100 м
- 250×65 мм × 100 м
- 300×65 мм × 100 м
- 400×80 мм × 100 м