

Матрац противопрележневый полиуретановый OM3 MB2

ИМ-7.103261/2102

2-секционный матрац, с противопрележневым эффектом, материал матраца клеенка медицинская / микропористое покрытие / тик матрацный, наполнение матраца пенополиуретан (ППУ), длина -2000 мм, толщина -100 мм



Опытно-механический завод ОАО, Беларусь

Характеристики

Количество секций	2-секционный
С противопрележневым эффектом	Да
Стадии прележней	I стадия
Внешний материал матраца	клеенка медицинская / микропористое покрытие / тик матрацный
Наполнение матраца	пенополиуретан (ППУ)
Длина	-2000 мм
Толщина	-100 мм