

Матрац противопрележневый Antar AT 52101 ячеистый

ИМ-7.101598/2401

тип ячеистый, материал матраса ПВХ, с компрессором, размер 200×90 см, толщина 7 см, нагрузка до 130 кг

Antar Sp.J. I. Groniecka-Tarnkowska A. Tarnkowski,
Польша



Характеристики

Тип	ячеистый
Внешний материал матраса	ПВХ
Наличие компрессора	с компрессором
Размер	200×90 см
Толщина	7 см
Максимальная нагрузка	130 кг

Дополнительные характеристики

Противопрележневый ячеистый матрас ANTAR AT52101 - это самое эффективное средство для профилактики образования пролежней.

Матрас AT52101 обладает отдельными ячейками (65 четных и 65 нечетных), которые соединяются шлангами с компрессором, попеременно нагоняющим воздух в ячейки, тем самым создавая эффект непрерывного массажа. Это разминает мягкие ткани, обеспечивает их нормальное кровообращение, и предупреждает развитие кожных язв.

Компрессор можно запрограммировать на вес пациента (максимальный - 130 кг), благодаря чему будет обеспечено оптимальное давление для достижения профилактического эффекта.

Благодаря использованию технологии лазерной перфорации усиливается профилактическое действие матраса и увеличивается доступ воздуха к тканям кожи.

Матрас оснащен откидными стенками для предотвращения скольжения

Технические характеристики:

- размеры: 2000x900x70 мм
- электросеть: 220V/50Гц
- мощность: 7 Вт
- объем перегоняемого воздуха: 7-8 л/мин
- давление внутри матраса: 70-130 мм рт. ст.

- цикл работы: 6 минут
- максимальная нагрузка: 130 кг
- масса матраса: 2.1 кг
- масса компрессора: 1.4 кг