

Диагностический реагент Dialab Медь

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, медь, метод определения колориметрический, конечной точки, повышенной реактивности, Dibromo-PAESA, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Параметр определения	медь
Метод	колориметрический, конечной точки, повышенной реактивности, Dibromo-PAESA
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	5×25 ml

Дополнительные характеристики

Медь, Copper, 3,5 - DiBr - PAESA

Диагностический реагент для количественного определения in vitro меди в сыворотке или плазме на фотометрических системах.

Метод теста - колориметрический, конечной точки, повышенной реактивности, Dibromo-PAESA.