

Мешок стомный CASEX Affix детский дренируемый

ИМ-7.103542 до 30.11.2020

калоприемник, двухкомпонентный, мешок,
дренируемый, детский, телесный, диаметр фланца: 32
/ 38 / 40 / 45 / 50 / 55 / 57 / 60 мм, фильтр

CASEX, Бразилия



Характеристики

Вид	калоприемник
Тип конструкции	двухкомпонентный
Компонент двухкомпонентного устройства	мешок
Возможность опорожнения	дренируемый
Возрастная группа	детский
Цвет	телесный
Диаметр фланца	32 / 38 / 40 / 45 / 50 / 55 / 57 / 60 мм
Фильтр	Да

Дополнительные характеристики

Мешок стомный CASEX Affix детский, артикул 4700.

Особенности мешка калоприемника Affix:

- дренируемый для двухкомпонентного калоприемника;
- детский;
- произведён из бесшумного, многослойного полиэтилена;
- бесшумный и не пропускает запахи;
- диаметр фланца: 32 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 57 мм, 60 мм;
- мешки прозрачные / непрозрачные;
- угольный фильтр (опция);
- упаковка - 10 шт.