

Микроскоп Motic BA81B MS w/100X CORDED

ИМ-7.107663 до 18.07.2024

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x / 100x, метод исследования светлое поле, светодиодный осветитель, широкополюе окуляры, маркировка окуляра 10x, револьвер с 4 объективами

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 100x
Метод	светлое поле
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Окуляры	широкополюе
Маркировка окуляра	10x
Светофильтр	ирисовый
Количество объективов в револьвере	4
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	объективы, фильтры, осветители и поляризаторы