

Микроскоп Motic AE31E Trinocular

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптический, инвертированный, тринокулярная насадка, камера в комплекте, объектив 4x / 10x / 20x / 40x, метод исследования светлое поле / фазовый контраст, галогенный осветитель, маркировка окуляра 10x

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	инвертированный
Насадка	тринокулярная
Камера в комплекте	Да
Объектив	4x / 10x / 20x / 40x
Метод	светлое поле / фазовый контраст
Тип подсветки	галогенный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10x
Светофильтр	голубой / зеленый
Угол наклона тубусов	45 °
Предметный столик	Да
Размер	556×200×529 мм
Комплектующие	принадлежности и запасные детали