

Микроскоп Motic BA410E

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптический / оптико-цифровой, прямой, бинокулярная / тринокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x / 100x, метод исследования светлое поле, светодиодный / галогенный осветитель, маркировка окуляра 10x, револьвер с 6 объективами

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический / оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 100x
Метод	светлое поле
Тип подсветки	светодиодный / галогенный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10x
Светофильтр	голубой / ирисовый
Количество объективов в револьвере	6
Предметный столик	Да
Размер	550×242×435 мм
Вес	14 кг
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

Дополнительные характеристики

Варианты исполнения:

- микроскоп бинокулярный на шесть объективов BA410E 50Вт (BA410E Binocular Sextuple 50W), кат. № 1100100402972;

- микроскоп тринокулярный на шесть объективов BA410E 50Вт (BA410E Trinocular Sextuple 50W), кат. № 1100100402982;

- микроскоп бинокулярный на шесть объективов BA410E 100Вт (BA410E Binocular Sextuple 100W), кат. № 1100100403061;
- микроскоп тринокулярный на шесть объективов BA410E 100Вт (BA410E Trinocular Sextuple 100W), кат. № 1100100403071.