

Микроскоп Motic RED220

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x / 100x, метод исследования светлое поле, светодиодный осветитель, маркировка окуляра 10x

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 100x
Метод	светлое поле
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Маркировка окуляра	10x
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Конденсор	Да
Размер	260×175×354 мм
Комплекующие	принадлежности и запасные детали