

## Микроскоп диагностический операционный SmartOPTIC

ИМ-7.110583 до 16.09.2026

стоматология

Seliga Microscopes Sp. z o. o., Польша



### Характеристики

---

Область применения

стоматология

### Описание

---

Первоклассный микроскоп по отличной цене. Высокая оптическая разрешающая способность, высокая глубина резкости, качественное изображение и удобство использования этих микроскопов позволяют SmartOPTIC успешно конкурировать даже с превосходными немецкими микроскопами. Именно это оборудование чаще всего предпочитают использовать в работе стоматологи Польши.

Перечень функциональных характеристик микроскопа SmartOPTIC позволяет вам получить оборудование в комплектации, которую можно назвать оптимальной по соотношению «цена – качество».

Модульная конструкция SmartOPTIC дает возможность варьировать конфигурацию оборудования и идеально соответствовать индивидуальным предпочтениям в работе стоматолога, а также обеспечить комфорт работы.

Предлагаем две базовые комплектации оборудования:

SmartOPTIC BASIC с фиксированным бинокляром 45°

SmartOPTIC ERGO с наклонным бинокляром в диапазоне 0-195°