

Микроскоп Motic 1820 LED Cordless

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптический, прямой, бинокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x, метод исследования светлое поле, светодиодный осветитель, широкополюе окуляры, револьвер с 4 объективами, диаметр поля 18 мм

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптический
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x
Метод	светлое поле
Тип подсветки	светодиодный
Оптическая коррекция объектива	ахромат
Окуляры	широкополюе
Количество объективов в револьвере	4
Диаметр поля зрения	18 мм
Угол наклона тубусов	45 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

Дополнительные характеристики

Особенности 1820 LED Cordless:

- бинокулярная насадка с наклоном 45° и диоптрийной регулировкой, с поворотом на 360°;
- широкоугольный окуляр 10X/18 мм со встроенным указателем;
- обратная револьверная головка на 4 объектива с фиксацией по щелчку для точного выбора кратности увеличения;
- ахроматические парацентрические и парфокальные объективы EA 4X/0.10, 10X/0.25 и 40X/0.65 с пружиной;
- механизм грубой и точной фокусировки с верхним предельным положением для защиты от поломки слайдов и объективов;
- механизм фокусировки с регулировкой натяжения для защиты от смещения столика;

- широкий предметный столик 133×136 мм с фиксацией и пружинными зажимами;
- конденсор Аббе 1.25 NA со спиральным креплением и ирисовой диафрагмой;
- LED подсветка с аккумуляторной батареей и регулировкой яркости/