

Микроскоп Motic B1 220E-SP

ИМ-7.111909 до 26.05.2027

оптико-цифровой, прямой, бинокулярная /
тринокулярная насадка, объектив 4x / 10x / 40x / 100x,
метод исследования светлое поле / темное поле,
галогенный осветитель, широкопольные окуляры,
револьвер с 4 объективами

Motic China Group Co., Китай



Характеристики

Тип	оптико-цифровой
По типу оптической системы	прямой
Насадка	бинокулярная / тринокулярная
Объектив	4x / 10x / 40x / 100x
Метод	светлое поле / темное поле
Тип подсветки	галогенный
Окуляры	широкопольные
Количество объективов в револьвере	4
Угол наклона тубусов	30 °
Предметный столик	Да
Комплектующие	принадлежности и запасные детали

Дополнительные характеристики

Рабочий биологический микроскоп B1-220E-SP

Превосходная по дизайну и производительности, обновленная серия B1 Elite включает в себя широкий спектр функций, предназначенных для использования оборудования в университетах и лабораториях. Оптическая четкость и надёжная механическая конструкция гарантируют годы высочайшей производительности. Обновления включают в себя изменения в объективах начального уровня, теперь в серии B1 Elite используются объективы Semi-Plan, так же, серия B1 оснащена новым предметным столиком. Не осталось без внимания и освещение, для обеспечения достаточного освещения в серии B1 Elite используется 3W светодиод, а так же, бинокулярная насадка (версия B1-220E-SP) с наклоном 45° и возможностью вращения на 360°, широкопольные окуляры WF10x/18, Semi-Plan объективы SP 4X 10X , 40X S, 100X S-Oil; 4-гнездная револьверная головка; фокусируемый конденсор Аббе A=1.25 с ирисовой диафрагмой; коаксиальный механизм

грубой и точной фокусировки с регулировкой натяжения; предметный столик с 2-координатным перемещением. **Светодиодная подсветка 3W** с контролем интенсивности, источник питания 100V-240V (CE). Пылезащитный чехол и иммерсионное масло. **Серия B1 Elite от Motic**- это надежный помощник в любых областях: обучение, медицина, ветеринария, лаборатория и др.

Модель B1-223E-SP с насадкой, имеющей фотовидеовыход, позволяет комплектовать микроскоп цифровой камерой для документирования.